



Central de Materiais Esterilizados (Novo)

Manual de Central de Materiais Esterilizados (Novo)

Índice

1	Sistemas relacionados	4
2	Menu - Central de Materiais Esterilizados	5
2.1	Tabelas	5
2.1.1	Tipos de Embalagens	5
2.1.2	Tipos de Instrumentais (Ciclo)	7
2.1.3	Tipos de Caixas Cirúrgicas	8
2.1.4	Tipo de Esterilização	9
2.1.5	Máquinas Esterilizadoras	11
2.1.6	Localização de Prateleiras	12
2.1.7	Motivo de Cancelamento	14
2.1.8	Informações Adicionais dos Instrumentos	15
2.1.9	Tipos de Lavagem	18



Pesquisa

- [Menu - Central de Materiais Esterilizados](#)

O sistema Central de Materiais Esterilizados tem por finalidade controlar a movimentação de instrumentais na Central de Materiais Esterilizados (CME), durante todos os processos de esterilização, bem como o armazenamento no Arsenal. Monitorar a saída dos instrumentais da CME para utilização nas demais unidades do hospital.



Sistemas relacionados

- Almoxarifado;
- Centro Cirúrgico e Obstétrico;
- Compras;
- Diretoria Clínica;
- Faturamento de Convênios e Particulares;
- Global;
- Manutenção;
- Patrimônio.



Menu - Central de Materiais Esterilizados

- Tabelas
 - Tipos de Embalagens
 - Tipos de Instrumentais (Ciclo)
 - Tipos de Caixas Cirúrgicas
 - Tipo de Esterilização
 - Máquinas Esterilizadoras
 - Localização de Prateleiras
 - Motivo de Cancelamento
 - Informações Adicionais dos Instrumentos
 - Tipos de Lavagem

Tabelas

- Tipos de Embalagens
- Tipos de Instrumentais (Ciclo)
- Tipos de Caixas Cirúrgicas
- Tipo de Esterilização
- Máquinas Esterilizadoras
- Localização de Prateleiras
- Motivo de Cancelamento
- Informações Adicionais dos Instrumentos
- Tipos de Lavagem

Tipos de Embalagens

ID: M_TP_EMBALAGEM

GESTÃO / MÓDULO: SERVIÇOS DE APOIO / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

LOCALIZAÇÃO: Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Tipos de Embalagens



CONCEITO

Tela de cadastro dos tipos de embalagens que serão utilizados na Central de Materiais Esterilizados (CME), no momento da esterilização de instrumentais, por exemplo: papel cirúrgico, plástico cirúrgico, campo cirúrgico, entre outros.

TAREFA

CONSULTANDO OS TIPOS DE EMBALAGENS CADASTRADOS NO SISTEMA

- Clique no botão “Buscar”;
- Clique no botão “Carregar”

Após esse processo, o sistema apresentará os tipos de embalagens cadastrados.

CADASTRANDO OS TIPOS DE EMBALAGENS

- Clique no botão “Adicionar”;
- No campo “Descrição do Tipo de Embalagem”, informe o tipo de embalagem;
- No campo “Ativo”, indique se o tipo de embalagem informado está ativo. Esses tipos de embalagens deverão ser selecionados, conforme a capacidade do autoclave e o prazo de validade da esterilização do instrumento irá variar, de acordo com a embalagem e a normatização de cada hospital;
- Para finalizar a operação, clique no botão “Salvar” e, automaticamente, o sistema irá gerar um código de identificação para o tipo de embalagem registrado;
- Para excluir um tipo de embalagem cadastrado, clique no botão “Apagar”.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

A tela abaixo utiliza um dos tipos de embalagens cadastradas para acondicionamento do instrumental do kit.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Composição de Kits

A tela abaixo utiliza um dos tipos de embalagens cadastradas para acondicionamento do instrumental da caixa cirúrgica.



- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Composição de Caixas Cirúrgicas.

Os registros realizados nesta tela serão exibidos no relatório abaixo.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Tabelas / Tipos de Embalagens.

Tipos de Instrumentais (Ciclo)

ID: M_TP_INSTRUMENTAL

GESTÃO / MÓDULO: SERVIÇOS DE APOIO / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

LOCALIZAÇÃO: Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Tipos de Instrumentais (Ciclo)

CONCEITO

Tela de cadastro dos tipos de instrumentais que existem no hospital. Nesse cadastro deverá ser informada a temperatura ideal para cada tipo de instrumental e o tempo necessário para sua esterilização. Exemplo: louça, cerâmica, acrílico, plástico, emborrachados, metálicos.

TAREFA

CONSULTANDO OS TIPOS DE INSTRUMENTAIS CADASTRADOS NO SISTEMA

- Clique no botão “Buscar”;
- Clique no botão “Carregar”

Após esse processo, o sistema apresentará os tipos de instrumentais cadastrados.

CADASTRANDO OS TIPOS DE INSTRUMENTAIS

- Clique no botão “Adicionar”;
- No campo “Descrição”, informe o tipo do instrumental;
- No campo “Tempo de Esterilização”, informe o tempo de esterilização do instrumental, em segundos;
- No campo “Temperatura”, informe a temperatura ideal para a esterilização, em graus, na máquina esterilizadora;
- No campo “Teste”, indique se o instrumental cadastrado é de testes;
- No campo “Ativo”, indique se o tipo de instrumental cadastrado está ativo;
- Para finalizar a operação, clique no botão “Salvar” e, automaticamente, o sistema irá gerar um código de identificação para o tipo de instrumental registrado.



REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

A tela abaixo utiliza um dos tipos de instrumentais cadastrados para composição do kit.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Composição de Kits.

A tela abaixo utiliza um dos tipos de embalagens cadastradas para composição da caixa cirúrgica.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Composição de Caixas Cirúrgicas.

Os registros realizados nesta tela serão exibidos no relatório abaixo.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Tabelas / Tipos de Instrumentais.

Tipos de Caixas Cirúrgicas

ID: M_TP_CX_CIRURGICA

GESTÃO / MÓDULO: SERVIÇOS DE APOIO / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

LOCALIZAÇÃO: Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Tipos de Caixas Cirúrgicas

CONCEITO

Tela de cadastro dos tipos de caixa cirúrgica existentes na organização, para que sejam utilizadas de forma mais ágil pela Central de Materiais Esterilizados (CME).

TAREFA

CONSULTANDO OS TIPOS DE CAIXA CIRÚRGICAS CADASTRADOS NO SISTEMA

- Clique no botão "Buscar";
- Clique no botão "Carregar"

Após esse processo, o sistema apresentará os tipos de caixa cirúrgica cadastrados.

CADASTRANDO OS TIPOS DE CAIXA CIRÚRGICA

- Clique no botão "Adicionar";
- No campo "Descrição", informe o tipo da caixa cirúrgica;



- No campo “Descrição Resumida”, informe a descrição resumida do tipo da caixa cirúrgica;
- No campo “Tempo méd. de Esteriliz.”, informe o tempo médio, em horas, do processo de esterilização, para esse tipo de caixa cirúrgica. Essa informação será importante no momento do agendamento da cirurgia;
- No campo “Tp. Volume Produção”, selecione o tipo de volume de produção por caixa. Após isso, será exibida no campo “Descrição do Tipo de Cirurgia” a descrição do tipo de cirurgia. As opções de tipo de volume são alimentadas por cargas via banco;
- No campo “Ativo”, informe se o tipo de caixa cirúrgica cadastrada ficará ativo ou não;
- Para finalizar o processo, clique no botão “Salvar” e, automaticamente, o sistema irá gerar um código de identificação para o tipo de caixa cirúrgica registrado;
- Para excluir um tipo de caixa cadastrado, clique no botão “Apagar”.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

A tela abaixo utiliza os tipos de caixas cirúrgicas cadastradas para composição da caixa cirúrgica.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Composição de Caixas Cirúrgicas.

Essas informações serão necessárias no momento do agendamento da cirurgia do paciente.

- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Agendamento.

Tipo de Esterilização

ID: M_TP_ESTERILIZACAO

GESTÃO / MÓDULO: SERVIÇOS DE APOIO / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

LOCALIZAÇÃO: Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Tipo de Esterilização



CONCEITO

Tela de cadastro dos tipos de esterilizações. O tipo de esterilização é caracterizado pela forma como os diversos itens da organização são preparados para serem utilizados nos procedimentos cirúrgicos. A esterilização poderá ocorrer a Vapor Úmido, por Aquecimento, entre outros.

TAREFA

CONSULTANDO OS TIPOS DE ESTERILIZAÇÕES CADASTRADOS NO SISTEMA

- Clique no botão “Buscar”;
- Clique no botão “Carregar”.

Após esse processo, o sistema apresentará os tipos de esterilizações cadastrados.

CADASTRANDO OS TIPOS DE ESTERILIZAÇÕES

- Clique no botão “Adicionar”;
- No campo “Descrição”, informe o tipo de esterilização que será cadastrado;
- No campo “Ativo”, Indicar se o tipo de esterilização está ativo ou não;
- Para finalizar o processo, clique no botão “Salvar” e, automaticamente, o sistema irá gerar um código de identificação para o tipo de esterilização registrado;
- Para excluir um tipo de caixa cadastrado, clique no botão “Apagar”.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

Na tela abaixo, os tipos de esterilização cadastrados serão selecionados para indicar qual a esterilização realizada pela máquina esterilizadora.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Cadastro de Máquinas Esterilizadoras.

Nas telas a seguir, o tipo de esterilização será utilizado para determinar a que tipo de esterilização o instrumental deverá ser submetido.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Composição de Kits;



- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Composição de Caixas Cirúrgicas.

Máquinas Esterilizadoras

ID: M_MAQ_ESTERILIZADORA

GESTÃO / MÓDULO: SERVIÇOS DE APOIO / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

LOCALIZAÇÃO: Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Cadastro de Máquinas Esterilizadoras

CONCEITO

Tela de cadastro das máquinas que serão utilizadas apenas para esterilização dos instrumentais.

TAREFA

Para que o cadastro das máquinas utilizadas para esterilização dos instrumentais ocorra, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item Referências.

CADASTRANDO AS MÁQUINAS DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS

- Clique no botão “Adicionar”;
- No campo “Cód. Bem”, selecione o código do bem patrimonial que será cadastrado como máquina esterilizadora e, automaticamente, o campo “Desc. Bem Patrimonial” será preenchido;
- No campo “Tipo de Bem”, indique o tipo do bem, que poderá ser: “Interno” ou “Externo”. A opção “Interno”, refere-se às esterilizações realizadas no próprio hospital e a opção “Externo”, é utilizada para as esterilizações realizadas fora do hospital (terceirizadas);
- No campo “Cód. Setor”, indique o setor responsável pela esterilização da máquina cadastrada. O setor deverá estar configurado na tela “Configurações”;
- No campo “Cód Kit”, indique o kit de produtos que será utilizado. O kit será baixado automaticamente no setor, contudo, essa baixa só acontecerá se estiver configurada na tela “Funcionamento”. Após o preenchimento desse campo, o campo “Desc. Kit de Produtos”, será preenchido automaticamente;
- No campo “Ativo”, selecione se a máquina esterilizadora está ativa ou não;

Aba “Configuração de Tipo de Esterilização e Instrumentais (Ciclo) de Máquinas Esterilizadoras”

- No campo “Código”, selecione o tipo de esterilização correspondente a máquina cadastrada e, automaticamente, o campo “Desc. Tipo Esterilização” será preenchido;



- No campo “Código”, selecione o tipo de instrumentais, como por exemplo: cerâmica, emborrachado, entre outros. Ao preencher esse campo, o campo “Desc. Tipo Instrumental (Ciclo)” será preenchido automaticamente;
- Para finalizar a operação, clique no botão “Salvar”.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Configurações / Funcionamento (M_CONFIG_CME).

Tabelas

- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo (M_CENTRO_CUSTO);
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Tipos de Instrumentais (Ciclo) (M_TP_INSTRUMENTAL);
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Tipo de Esterilização (M_TP_ESTERILIZACAO);
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Kits (M_KIT_MGES);
- Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Cadastro de Bens (M_CAD_BEM).

Principais Impactos

A tela abaixo utiliza uma das máquinas esterilizadoras cadastradas, conforme setor principal informado.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Esterilização.

A tela abaixo utiliza uma das máquinas esterilizadoras cadastradas para efetuar a digitação dos testes.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Digitação dos Testes.

Os registros realizados nesta tela serão exibidos no relatório abaixo.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Tabelas / Equipamentos Esterilizadores.

Localização de Prateleiras

ID: M_ARSENAL

GESTÃO / MÓDULO: SERVIÇOS DE APOIO / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS



LOCALIZAÇÃO: Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Cadastro da Localidade do Arsenal

CONCEITO

Tela de cadastro dos corredores, dos armários/boxes e das prateleiras do Arsenal, para melhor localização dos instrumentais.

TAREFA

Para que o cadastro dos corredores, dos armários/boxes e das prateleiras do Arsenal ocorra, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item Referências.

CADASTRANDO A LOCALIDADE DO ARSENAL

- No campo “Corredor”, informe o corredor no qual serão armazenados os instrumentais no Arsenal da CME;
- No campo “Prateleira”, informe a prateleira;
- No campo “Armário/Box”, informe armário/box;
- No campo “Setor Principal”, selecione o setor principal responsável pela localização;
- No campo “Ativo”, indique se a localização informada está ativa ou não;
- Para finalizar o processo, clique no botão “Salvar” e, automaticamente, o sistema irá gerar um código de identificação para a localidade do arsenal registrada;
- Para excluir um tipo de caixa cadastrado, clique no botão “Apagar”.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Configurações / Funcionamento (M_CONFIG_CME).

Principais Impactos

As telas abaixo realizam a movimentação dos instrumentais nos processos de entrada, saída e devolução, respectivamente, para os setores lançados na tela de "Configuração". Além disso, caso esteja configurado que, no Arsenal, cada instrumental terá uma localização especificada, será obrigatória a informação da localidade de armazenamento das composições na entrada dos instrumentais.



- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Entrada;
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Saída;
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Devolução.

Os registros realizados nesta tela serão exibidos no relatório abaixo.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Tabelas / Localidades do Arsenal.

Motivo de Cancelamento

ID: M_CANCELAMENTO

GESTÃO / MÓDULO: SERVIÇOS DE APOIO / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

LOCALIZAÇÃO: Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Motivo de Cancelamento

CONCEITO

Tela de cadastro dos possíveis motivos para o cancelamento das passagens de fases na Central de Materiais Esterilizados (CME) e das entregas aos setores dos instrumentais esterilizados. Ao cancelar uma movimentação de kit ou caixa, ela retorna à fase anterior. Não retorna um único instrumental e sim todo o conjunto.

TAREFA

CONSULTANDO OS MOTIVOS DE CANCELAMENTO CADASTRADOS NO SISTEMA

- Clique no botão "Buscar";
- Clique no botão "Carregar".

Após esse processo, o sistema apresentará os motivos de cancelamento cadastrados.

CADASTRANDO OS POSSÍVEIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS

- Clique no botão "Adicionar";
- No campo 'Descrição do Motivo do Cancelamento', informe a descrição do motivo de cancelamento;
- No campo "Ativo", indique se o motivo de cancelamento informado está ativo;
- Para finalizar o processo, clique no botão "Salvar" e, automaticamente, o sistema irá gerar um código de identificação para o motivo de cancelamento registrado;



- Para excluir um tipo de caixa cadastrado, clique no botão “Apagar”.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

As telas abaixo realizam a movimentação dos instrumentais nos processos de expurgo, desinfecção, preparo, esterilização, entrada, saída e devolução no Arsenal, informando um dos motivos de cancelamentos cadastrados.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Expurgo;
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Desinfecção;
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Preparo;
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Esterilização;
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Entrada;
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Saída;
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Devolução;

Os registros realizados nesta tela serão exibidos no relatório abaixo e poderão ser utilizados para gerar a estatística de quantas vezes um equipamento quebrou, por exemplo.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Tabelas / Motivos de Cancelamento;
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Gerencial / Cancelamento de Movimentações.

Informações Adicionais dos Instrumentos

ID: M_INFO_ADIC_INSTR

GESTÃO / MÓDULO: SERVIÇOS DE APOIO / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

LOCALIZAÇÃO: Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Informações Adicionais dos Instrumentais



CONCEITO

Tela de cadastro das informações adicionais para os instrumentais, que poderão auxiliar os processos de invólucro, expurgo, desinfecção, preparo, esterilização e conservação. Para instrumentais avulsos, será necessário cadastrar as configurações para a movimentação avulsa.

TAREFA

Para que o cadastro das informações adicionais para os instrumentais ocorra, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item Referências.

CADASTRANDO AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA OS INSTRUMENTAIS

- No campo “Nr. Plaqueta”, indique o número da plaqueta ou o código do instrumental ou, no campo “Código”, informe o código do instrumental”;
- No campo “Ativo?”, indique se o instrumental está ativo ou não.

Bloco Informações para Movimentação Avulsa

Nos casos de instrumentais avulsos:

- No campo “Setor” indique o setor que o instrumental poderá ser movimentado, configurado na tela “Configurações”;
- No campo “Tipo de Instrumental (ciclo)”, indique o tipo de instrumental para movimentação avulsa;
- No campo “Arsenal”, selecione o Arsenal para onde será enviada a movimentação;
- No campo “Val. Esteriliz.”, informe a quantidade de dias de validade da esterilização do instrumental. Essas informações só poderão ser cadastradas uma vez para cada instrumental;

Bloco Informações Adicionais

- No campo “Descrição do Invólucro”, descreva as informações que auxiliarão no processo de invólucro;
- No campo “Descrição e Técnica Desinfecção”, descreva as informações que auxiliarão no processo de desinfecção;
- No campo “Descrição e Técnica Esterilização”, descreva as informações que auxiliarão no processo de esterilização;
- No campo “Descrição e Técnica de Expurgo”, descreva as informações que auxiliarão no processo de expurgo;



- No campo “Descrição e Técnica de Preparo”, descreva as informações que auxiliarão no processo de preparo;
- No campo “Detalhes de Conservação e outras Informações”, descreva as informações que auxiliarão no processo de Conservação ou, se necessário, outras informações referentes ao processo.

Bloco “Documentos”

- Clique no ícone de adicionar arquivo e selecione o documento que será anexado;
- Clique no ícone da lupa para visualizar o documento anexado.

Bloco “Imagens”

- Clique no ícone de adicionar arquivo e selecione a imagem que será anexada;
- Clique no ícone da lupa para visualizar a imagem anexada.
- Para finalizar a operação, clique no botão “Salvar”.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

Configurações

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Configurações / Funcionamento (M_CONFIG_CME).

Tabelas

- Materiais e Logística / Patrimônio / Tabelas / Cadastro de Bens (M_CAD_BEM);
- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Tipos de Instrumentais (Ciclo) (M_TP_INSTRUMENTAL).

Principais Impactos

A tela abaixo utiliza um dos tipos de instrumentais cadastrados para composição do kit.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Composição de Kits .

A tela abaixo utiliza um dos tipos de embalagens cadastradas para composição da caixa cirúrgica.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Composição de Caixas Cirúrgicas.

Os registros realizados nesta tela serão exibidos no relatório abaixo.



- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Tabelas / Tipos de Instrumentais.

Tipos de Lavagem

ID: M_TIP_LAVAGEM

GESTÃO / MÓDULO: SERVIÇOS DE APOIO / CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

LOCALIZAÇÃO: Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Tipos de Lavagem

CONCEITO

Tela de cadastro dos tipos de lavagem que podem ser aplicados nos instrumentais.

TAREFA

CADASTRANDO OS TIPOS DE LAVAGEM

- Clique no botão “Adicionar”;
- No campo “Descrição”, informe o tipo de lavagem;
- No campo “Ativo”, selecione se o tipo de lavagem informado está ativo;
- Para finalizar a operação, clique no botão “Salvar” e, automaticamente, o sistema irá gerar um código de identificação para o tipo de lavagem registrado.

REFERÊNCIA

Pré-requisitos

- Não existem pré-requisitos.

Principais Impactos

O tipo de lavagem é utilizado ao dar entradas nos instrumentais no setor de Expurgo.

- Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Expurgo.